

NOS OUTILS POUR UN PILOTAGE PERFORMANT **DE VOTRE TROUPEAU**



Portail

NOUVEAU



votre troupeau au doigt et à l'oeil

- Index
- Performances
- Généalogie
- Pointages
- Reproduction

...et performez!

- · Choix des semences adapté
- Accouplement plus précis
- Orientations différentes

Génotypage:

Ciblez

pour mieux connaître la voie femelle...



SANS

génotypage



génotypage

de précision

de précision

| Gène mh | mh/+ |
|---------|------|

Lait g 6,1

DS a 4.2

Solar g 7.7 Gène mh +/+ Lait g 4.7 DS a 7.5 Solar g 4.3

Nous sommes Pleines soeurs



Et pourtant Tellement différentes



GDScan en Charolais

est accessible à tous, il permet d'analyser:

- · 6 gènes d'intérêts
- 7 index de production
- · 2 index de comportement
- 12 index de morphologie
- 4 index de morphologie post-sevrage
- 1 autre index



POETIC P MERLIN Px CHIC



FR7638325852

Né à EARL **DE LA MARE AUX IRIS (76)**










Aplombs

cornes

Qualité Maternelle

GD SCAN

| DMDos g7,7 | 10 |
|------------|----|
| DMArM g7,6 | 10 |
| DSLar g7,3 | 10 |
| Rec g9,2 | 10 |



IDÉAL pour morphologie, croissance et solidité

POETIC P est un taureau incontournable de la gamme. Doté d'une morphologie remarquable, équilibré et solide. Il est aussi très améliorateur sur les qualités maternelles. C'est un taureau parfait pour introduire le gène sans-cornes sur vos

[+] Hétérozygote Sans-cornes - Hétérozygote MH - Non porteur MHBEEF, Ataxie, Blind

REGALAD PP







FR1439761683

Né au GAEC DES BROUINS (14)

Uniquement inscrit à l'OS Charolais +









Croissance

Broutards

GD SCAN

| DMArM g8,0 | 10 |
|------------|----|
| DSLar g7,3 | 10 |
| Rec g7,8 | 10 |
| DSGab q7,8 | 10 |

qIBOVAL

| IFNAIS | 100 | 130 |
|--------|-----|-----|
| ISEVR | 122 | 130 |
| IVMAT | 124 | 130 |

REGALAD PP est un taureau à utiliser aussi bien pour la voie mâle grâce à ses qualités en terme de conformation et de croissance, que pour la voie femelle, pour ses qualités maternelles. REGALAD PP est également homozygote sanscornes, il laissera 100% de produit sans-cornes.

[+] Homozygote Sans-cornes - Hétérozygote MH - Non porteur MHBEEF, Ataxie, Blind













FR4516401683

Né au GAEC de la Chaudronnière (45)

| GD SCAN | | gIBOVAL | | | | | | | | |
|------------|----|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| DMDos g9,0 | 10 | IFNAIS114 | 130 | | | | | | | |
| DSArM g8,7 | 10 | ISEVR114 | 130 | | | | | | | |
| Rec g9,2 | 10 | IVMAT116 | 130 | | | | | | | |
| DSI ar g84 | 10 | | | | | | | | | |

RAVEL est un taureau mixte avec de la croissance qui laissera des broutards lourds. Très améliorateur sur la production laitière et le comportement, ses filles auront leur place dans votre troupeau, le tout en sécurisant vos vêlages sur génisses.

[+] Non porteur MH, MHBEEF, Ataxie, Blind



LOVE P x INDOU PP





FR0332160524

Né chez FROBERT Sylvain (03)

| GD SCAN | | gIBOVAL | |
|------------|----|-----------|-----|
| DSlon g8,8 | 10 | IFNAIS109 | 130 |
| DSGab g7,8 | 10 | ISEVR115 | 130 |
| Mufle g7,7 | 10 | IVMAT117 | 130 |
| AAva 69 | 10 | | |

PICKUP PP aura une descendance avec beaucoup de longueur et de gabarit. Il s'utilisera sur tous types de femelles pour apporter de la croissance et le gêne sans-cornes.

[+] Homozygote Sans-cornes - Non porteur MH, MHBEEF, Ataxie



ISOLA x VIVIERS







Aptitude vêlage









Aptitude bouchère



FR0117314377 Né au GAEC DE L'ALLIANCE (01)

| GD SCAN | | gIBOVAL | | | | | | | | | |
|------------|----|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DSLon g7,2 | 10 | IFNAIS108 | 130 | | | | | | | | |
| DSLar g8,0 | 10 | ISEVR119 | 130 | | | | | | | | |
| AAr g9,0 | 10 | IVMAT120 | 130 | | | | | | | | |
| DSGab g7,1 | 10 | | | | | | | | | | |

MIMOSA est un taureau taillé pour le renouvellement. Il permet d'améliorer les longueurs, les largeurs et la solidité de ses filles. MIMOSA est utilisable sur génisses ou primipares, il confortera les qualités de bassin de votre troupeau

[+] Non porteur MH, MHBEEF, Ataxie, Blind

MAXIMUS x CASTOR



croissance à conformations t qualité bouchère

FR8907451251 Né à EARL DE BOUDERNAULT (89)

| GD SCA | N | gIBOVAL | | | | | | | | |
|------------|----|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| DMArM g8,3 | 10 | IFNAIS105 | 130 | | | | | | | |
| AAr g8,6 | 10 | ISEVR134 | 130 | | | | | | | |
| DSLar g9,4 | 10 | IVMAT129 | 130 | | | | | | | |
| Rec g10 | 10 | | | | | | | | | |

REMUS est un champion de la croissance, il a enregistré un poids de 498kg à 210j. Il possède une morphologie hors-norme, il apportera du gabarit et de la croissance à tous les stades. REMUS possède des largeurs remarquables, il apportera des qualités de bassin pour faire des vaches solides et puissantes.

[+] Hétérozygote MH - Non porteur MHBEEF, Ataxie, Blind



Origenplus Gamme Charolaise

| | | PEDIGR | EE | | | | | | INDEXATION IBOVAL SEPTEMBRE 2021 | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|----------------|----------|------------|-----------|------------|------------|--------|----------------------------------|------------|-------|-------|-------|--------|-------|------|-------|-------|--------|
| | TAUREAU | N° NATIONAL | QUAL | PÈRE | GPM | Gène mh | MH BEEF | Ataxie | Blind | IFNAIS | CRSEV | DMSEV | DSSEV | FOSSEV | ISEVR | AVEL | ALAIT | IVMAT | RENOUV |
| | → Pour sécuri | iser le vêlage | Э | | | | | | | | | | | Mr. | | | | | |
| | MELOMAN | FR4516406245 | QM2B2 | HAMEL | ETRANGE | +/+ | +/+ | G/G | +/+ | 120 | 104 | 104 | 105 | 93 | 115 | 103 | 103 | 113 | 119 |
| | OR PP | FR4242908616 | QM1B2 | ISIDOR PP | BULLY | +/+ | +/+ | G/G | +/+ | 118 | 98 | 100 | 108 | 108 | 106 | 102 | 105 | 107 | 108 |
| ES | OUMIOU | FR6208414060 | QM1B2 | DUMAS | CALOGERO | +/+ | +/+ | G/G | +/+ | 117 | 100 | 116 | 94 | 97 | 115 | 97 | 114 | 121 | 115 |
| SS | REMIX | FR5812820289 | QM2B2 | GUETTA | GARDIEN | +/+ | +/+ | G/G | +/+ | 114 | 102 | 111 | 96 | 90 | 113 | 108 | 111 | 117 | 120 |
| Z | RAVEL | FR4516401663 | QM2B2 | MELOMAN | GIONO | +/+ | +/+ | G/G | +/+ | 114 | 104 | 106 | 110 | 108 | 114 | 107 | 108 | 116 | EC |
| GÉNISS | MISTER PP | FR8901666877 | QB2 | HORNOUT PP | VIKING PP | +/+ | +/+ | G/G | +/+ | 111 | 96 | 100 | 96 | 101 | 101 | 110 | 102 | 103 | 109 |
| | → Pour assure | er la morpho | logie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ž | POKER* | FR7932231011 | QM1B2 | LOSC | HONORABLE | mh/+ | +/+ | G/G | +/+ | 115 | 111 | 109 | 110 | 89 | 122 | 99 | 109 | 122 | 119 |
| GAMME | PICKUP PP | FR0332160524 | QM3B1 | LOVE P | INDOU PP | +/+ | +/+ | G/G | B/+ | 109 | 109 | 104 | 111 | 96 | 115 | 117 | 108 | 117 | EC |
| | NIKY P | FR7122168251 | QM3B1 | ICEBERG PP | CALOGERO | +/+ | +/+ | G/G | +/+ | 109 | 112 | 99 | 115 | 104 | 115 | 115 | 106 | 115 | 122 |
| | MIMOSA | FR0117314377 | QM2B2 | ISOLA | VIVIERS | +/+ | +/+ | G/G | +/+ | 108 | 113 | 105 | 114 | 89 | 119 | 116 | 108 | 120 | 121 |
| | → Pour confo | rter le poten | tiel mus | culaire | | | | | | - 1,2,2 | | | | | | | | | 3 1 1 |
| | POMMARD P | FR2144699251 | TOP | EPERNAY | FORGEOT P | mh/+ | +/+ | G/G | +/+ | 101 | 114 | 120 | 102 | 105 | 124 | 103 | 99 | 120 | 109 |
| | ©REGALAD PP** | FR1439761683 | QM2B4 | OGOUDAL PP | IKEA P | mh/+ | +/+ | G/G | +/+ | 100 | 113 | 119 | 103 | 107 | 122 | 104 | 110 | 124 | EC |
| | OLLYGAN | FR5706288139 | TOP | DEVRED | TERNOIS | mh/+ | F/+ | G/G | +/+ | 99 | 107 | 118 | 106 | 102 | 116 | 112 | 105 | 118 | 115 |
| | POETIC P | FR7638325852 | TOP | MERLIN P | CHIC | mh/+ | +/+ | G/G | +/+ | 97 | 112 | 119 | 108 | 119 | 120 | 109 | 114 | 126 | 117 |
| | OCTOPUS | FR7122269226 | QM2B3 | JAGUAR | BASTION | +/+ | +/+ | G/G | +/+ | 96 | 122 | 117 | 112 | 99 | 128 | 110 | 99 | 124 | 110 |
| | NORDIC | FR7923902454 | TOP | IZOARD | IMPAIR | mh/+ | +/+ | G/G | +/+ | 96 | 111 | 120 | 106 | 117 | 120 | 116 | 113 | 125 | 25 123 |
| | → Pour une p | roduction éq | uilibrée | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| ES | RINGOSTAR | FR8548047238 | QM3B2 | GUETTA | HERMES | +/+ | +/+ | G/G | +/+ | 103 | 128 | 104 | 120 | 87 | 130 | 104 | 106 | 127 | 126 |
| 동 | REMUS | FR8907451251 | TOP | MAXIMUS | CASTOR | mh/+ | +/+ | G/G | B/+ | 105 | 122 | 121 | 110 | 102 | 134 | 118 | 100 | 129 | EC |
| ₹ | HIAGO | FR5812813521 | TOP | VIVIERS | BANCO | +/+ | F/F | G/G | +/+ | 105 | 104 | 113 | 112 | 110 | 114 | 130 | 110 | 119 | 118 |
| ш | GUETTA | FR8541877420 | QM2B1 | UTOPIQUE | PINAY | +/+ | +/+ | G/G | +/+ | 103 | 112 | 108 | 112 | 93 | 117 | 114 | 116 | 123 | 121 |
| E | OSTIVAL | FR2144698142 | TOP | EPERNAY | ARTOIS | +/+ | +/+ | G/G | +/+ | 102 | 110 | 104 | 113 | 101 | 113 | 116 | 112 | 118 | 119 |
| GAMME VACH | PEDRO P | FR5350077134 | TOP | LATINO | ENRICO P | mh/+ | +/+ | G/G | +/+ | 99 | 114 | 111 | 115 | 122 | 119 | 112 | 108 | 121 | 117 |
| ဖ | ROX P | FR4243072690 | QM2B2 | NOYER PP | ROBUSTIN | mh/+ | +/+ | G/G | +/+ | 9 8 | 113 | 104 | 107 | 111 | 114 | 104 | 100 | 111 | EC |
| | GROUCHO | FR7121581144 | TOP | TERNOIS | MAGENTA | mh/+ | +/+ | G/G | +/+ | 95 | 106 | 102 | 109 | 100 | 105 | 114 | 111 | 112 | 120 |
| | → Pour garan | tir la mophol | ogie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ≅ ROLLING P | FR0203297792 | QM2B3 | MELOMAN | JAGGER P | +/+ | F/+ | G/G | +/+ | 106 | 114 | 108 | 121 | 95 | 121 | 104 | 111 | 123 | EC |
| | CONEDREAM P | FR4242817438 | QM3B2 | LUTHER P | HONORABLE | +/+ | +/+ | G/G | +/+ | 103 | 123 | 103 | 131 | 95 | 126 | 111 | 104 | 122 | 117 |
| | NOVAK** | FR8907597656 | QM2B2 | GAGNANT | ARTOIS | +/+ | +/+ | G/G | +/+ | 101 | 107 | 108 | 111 | 101 | 112 | 101 | 108 | 114 | 116 |
| | OUTREMER | FR5815819632 | QM2B2 | HISPANIC | SAVIGNEUX | +/+ | +/+ | G/G | +/+ | 97 | 100 | 109 | 106 | 98 | 104 | 113 | 105 | 108 | 113 |
| | TAUREAU | N° NATIONAL | QUAL | PÈRE | GPM | GÈNE MH | MH BEEF | ATAXIE | BLIND | IFNAIS | CRSEV | DMSEV | DSSEV | FOSSEV | ISEVR | AVEL | ALAIT | IVMAT | RENOUV |

^{*:} stock limité / **: sur commande / bleu: génomique / Tous les taureaux affichés sont indemnes de DEA / Tarifs adhérents, valables jusqu'au 30/09/2023, dans la limite des stocks disponibles



JAGUAR x BASTION

FR7122269226 Né à EARL DES OLIVIERS (71)







GD SCAN

| DSGab g7,7 | 10 |
|------------|----|
| AAV g8,1 | 10 |
| AAr g7,3 | 10 |
| Rec a 74 | 10 |

| gIBOVA | L . |
|----------|-----|
| IFNAIS96 | 130 |
| ISEVR128 | 130 |
| IVMAT124 | 130 |

OCTOPUS est un champion de la croissance rapide et de la conformation. C'est un des TOP ISEVR de la race IDÉAL pour ramener avec des veaux lourds, performants, solides et racés. Ses filles seront de bonnes mères auec des bassins croissance, larges pour les vêlages. volume et solidité

[+] Non porteur MH, MHBEEF, Ataxie, Blind



| | INDEXATION GDSCAN SEPTEMBRE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|---------|----------------|----------------|---------|---------------------------------------|---------------------------|
| ICRCJBF | CONFJBF | IABJBF | DMDos g | DMArM g | DSLon g | DSLar g | DSGab g | Mufle g | AAv g | AAr g | Rec g | REPRO g | Cr PS g | DM PS g | DS PS g | AF PS g | LoMg | FоТ g | SolAr g | COMPhve g | COMPvel g | DGest g | PRIX CON SEM. CONV. (€ HT/dose) | SEM. SEXEE (€ HT/dose) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1748 00 |
| 119 | 102 | 118 | 5,9 | 5 | 6.4 | 4,4 | 5.2 | 6.2 | 7.6 | 6.9 | 10 | 4.9 | 5.2 | 6.4 | 4,6 | 7,1 | 5.5 | 5.2 | 4.5 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 21 € | - 1 |
| 103 | 103 | 104 | 6,3 | 5,9 | 4,7 | 4,9 | 3,7 | 7,1 | 6,7 | 6,9 | 6,7 | 5,1 | 4,3 | 5,6 | 5,5 | 4,8 | 7,7 | 9,1 | 5,3 | 4,8 | 2 | 6,4 | 18 € | - |
| 107 | 112 | 112 | 6,9 | 7,8 | 5,5 | 8,4 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 7 | 8,3 | 5,8 | 4,4 | 6,0 | 3,8 | 4,4 | 4,2 | 4,7 | 6,2 | 4,7 | 4,5 | 5,4 | 18 € | - |
| 105 | 106 | 107 | 6,9 | 6,5 | 5,3 | 6,7 | 6,3 | 7,2 | 7,6 | 8,3 | 7,2 | 5,6 | 5,3 | 7,3 | 4,5 | 7,5 | 4,2 | 5 | 4,3 | 6,1 | 6,4 | 7 | 18 € | - |
| 114 | 100 | 112 | 9 | 8,7 | 5,9 | 8,4 | 6 | 5,4 | 4,9 | 7,3 | 9,2 | 4,6 | 6,0 | 6,9 | 4,2 | 7,3 | 5 | 4,8 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 4,4 | 18 € | - |
| 107 | 105 | 109 | 5,9 | 4,7 | 3,5 | 5,3 | 3,9 | 7,8 | 6,2 | 6,6 | 10 | 5,9 | - | - | - | - | 5 | 4,8 | 4,8 | 3,5 | 2,2 | 8,6 | 18 € | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27(3) | | |
| 117 | 96 | 113 | 4,6 | 7 | 7,5 | 6,9 | 8,1 | 3,4 | 5,2 | 5 | 3,2 | 5,5 | 6,6 | 3,3 | 7,1 | 4,6 | 3,6 | 6,3 | 3,7 | 3,8 | 2,7 | 6,4 | 15 € | - |
| 108 | 96 | 105 | 4,9 | 4,8 | 8,8 | 5,8 | 7,8 | 7,7 | 6,9 | 5,8 | 5,7 | 5,8 | 7,2 | 6,8 | 7,2 | 7,0 | 5,4 | 3,8 | 5,2 | 5 | 4,4 | 6,2 | 21 € | SF 38€ |
| 112 | 96 | 108 | 6,6 | 6,3 | 8 | 7,8 | 6 | 7,1 | 6 | 7,8 | 7,5 | 4,4 | 6,9 | 4,9 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 7,9 | 5,5 | 4,6 | 5,3 | 6,8 | 15 € | - |
| 113 | 95 | 109 | 6,5 | 6,7 | 7,2 | 8 | 7,1 | 3,6 | 3,9 | 9 | 5 | 3,6 | 8,2 | 3,9 | 8,2 | 6,9 | 4,2 | 5,7 | 4,6 | 5,5 | 4,4 | 8,7 | 15 € | - |
| 1, , | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79.5 | | |
| 115 | 115 | 120 | 8,2 | 8,5 | 5,4 | 7,8 | 6,4 | 5,8 | 5,9 | 7,9 | 8,9 | 7,2 | 4,4 | 4,8 | 4,2 | 5,7 | 5 | 6,3 | 6 | 6,2 | 6,4 | 7,1 | 18 € | - |
| 119 | 108 | 121 | 7,4 | 8 | 4,9 | 7,3 | 7,8 | 6,7 | 5,4 | 6,8 | 7,8 | 3,7 | 8,7 | 7,9 | 6,8 | 6,7 | 5,3 | 4,2 | 6,4 | 3,7 | 3,1 | 5,4 | 21 € | - |
| 107 | 111 | 111 | 6,7 | 6,6 | 4,9 | 7,7 | 5,2 | 6 | 8 | 7,3 | 7,2 | 6,3 | 4,8 | 5,9 | 4,9 | 7,0 | 5,7 | 7,4 | 6,3 | 6,4 | 9,2 | 3 | 15 € | - |
| 118 | 118 | 124 | 7,7 | 7,6 | 6,5 | 7,3 | 6,6 | 7,4 | 5 | 5,7 | 9,2 | 5,6 | 4,5 | 6,3 | 5,6 | 3,8 | 5,7 | 3,6 | 3,8 | 5,6 | 4,1 | 2,3 | 21 € | - |
| 116 | 107 | 117 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,9 | 7,7 | 7,4 | 8,1 | 7,3 | 7,4 | 5,2 | 7,4 | 5,3 | 5,7 | 5,4 | 4 | 4,5 | 5,8 | 6,4 | 4,2 | 5,6 | 15 € | - |
| 122 | 122 | 130 | 8,9 | 9,3 | 5 | 10 | 6,6 | 4,1 | 6,8 | 7,5 | 8,3 | 4,4 | 7,4 | 8,5 | 5,6 | 6,9 | 6,5 | 4,6 | 5,9 | 5,2 | 3,6 | 5,8 | 18 € | - |
| | | 1 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | R. I | | |
| 116 | 93 | 111 | 6,8 | 7,4 | 8,1 | 7,7 | 7,9 | 7,7 | 8,6 | 7,5 | 7,9 | 5,2 | 8,2 | 5,1 | 8,6 | 6,0 | 6,1 | 5,9 | 3,9 | 6,2 | 6 | 4,8 | 18 € | - |
| 122 | 106 | 122 | 7,5 | 8,3 | 7,9 | 9,5 | 8 | 4,7 | 7,8 | 8,6 | 10 | 5,4 | 8,5 | 6,5 | 6,7 | 6,3 | 5 | 6,6 | 4,2 | 5,4 | 5,3 | 4,8 | 21 € | - |
| 125 | 112 | 127 | 7 | 7,2 | 6,9 | 7,1 | 8 | 4,8 | 7,1 | 6 | 5,3 | 1,8 | 7,0 | 5,4 | 8,4 | 4,3 | 5,8 | 5,7 | 3,6 | 5,4 | 3,9 | 5,6 | 21 € | - |
| 108 | 96 | 106 | 6,8 | 6,5 | 7,2 | 6 | 7,4 | 7,3 | 7,7 | 6,4 | 6,9 | 4,3 | 6,7 | 6,7 | 7,2 | 7,5 | 5,9 | 6,2 | 3,3 | 4,4 | 5,4 | 6,5 | 21 € | - |
| 118 | 103 | 117 | 5,6 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 5,8 | 4,9 | 5,8 | 6,8 | 7,9 | 5,3 | 6,6 | 4,3 | 6,4 | 3,5 | 3,7 | 5,8 | 4,7 | 5,9 | 7,1 | 3,2 | 18 € | SF/SM 38€ |
| 123 | 111 | 125 | 6,8 | 7,4 | 8,2 | 6,6 | 6,7 | 4 | 5,3 | 6,6 | 7,1 | 4,4 | 5,3 | 4,4 | 6,2 | 4,8 | 4,3 | 4,1 | 5,4 | 5,4 | 2,9 | 5,8 | 18 € | >= |
| 106 | 106 | 107 | 8,2 | 9 | 6,5 | 8,4 | 7,6 | 5,8 | 9 | 6,8 | 10 | 4 | 7,1 | 6,6 | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 4,5 | 6,5 | 6,2 | 4,7 | 4,2 | 15 € | - |
| 125 | 103 | 124 | 5,7 | 5,4 | 7,1 | 5,9 | 6,7 | 5,1 | 7,7 | 5,4 | 3,9 | 3,4 | 8,2 | 5,6 | 7,5 | 6,1 | 7,2 | 8,5 | 5,3 | 5,3 | 5 | 3,9 | 18 € | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1414 | | | | | | | |
| 122 | 107 | 123 | 5,4 | 5,4 | 7,2 | 4,9 | 6,4 | 5,7 | 7,4 | 7,7 | 10 | 4 | 5,3 | 6,1 | 4,9 | 6,8 | 5,8 | 5,5 | 4,5 | 4,7 | 5,3 | 5,8 | 18 € | - |
| 118 | 95 | 114 | 6,6 | 7 | 7,1 | 7,1 | 6,8 | 6,8 | 8,3 | 9,8 | 9,3 | 5,4 | 6,0 | 5,0 | 6,9 | 6,2 | 5,6 | 6,3 | 4,6 | 6 | 5,3 | 4,7 | 21 € | SF 38€ |
| 112 | 107 | 114 | 7,6 | 8,1 | 6,5 | 9,6 | 6,4 | 3,6 | 5 | 6,2 | 5,1 | 4,1 | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 5,2 | 6,2 | 7 | 4 | 5,5 | 6,3 | 5,3 | 15 € | - |
| 106 | 111 | 111 | 4,6 | 5,5 | 6,6 | 5 | 5 | 7,3 | 6,9 | 7,3 | 7,9 | 4,7 | 6,5 | 6,3 | 6,9 | 7,8 | 5,9 | 5,4 | 5 | 4,6 | 5,7 | 5,9 | 15 € | - |
| RCJBF | CONFJBF | IABJBF | DMDos g | DMArM g | DSLon g | DSLar g | DSGab g | Mufle g | AAv g | AAr g | Rec g | REPRO g | Cr PS g | DM PS g | DS PS g | AF PS g | LoM g | FoT g | SolAr g | COM- Phve g | COM- Pvel g | DGest g | SEM. CONV. (€ HT/dose) | SEM. SEXEE (€ HT/dose) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



LATINO x ENRICO P

FR5350077134 Né chez M. FOURNIER (53)









GD SCAN

 DMArM g......7,4
 10

 DSGab g.......6,7
 10

 DSLon g.....8,2
 10

 Rec g......7,1
 10

Aplombs Sans-comes

IFNAIS.....99

ISEVR.....119

IVMAT.....121



IDÉAL pour fixer les caractères laitiers et la solidité **PEDRO P** combine sans-cornes, développement et qualités maternelles. Sa descendance sera solide sur les aplombs, calme et pourra exprimer de la croissance à tous les stades.

[+] Hétérozygote MH, Hétérozygote Sans-cornes

[+] Non porteur MHBEEF, Ataxie, Blind

L'ORGANISME DE SELECTION GENES DIFFUSION



- ▲ Julien POUSSIER (Zones 14, 27, 60, 76, 80)
- **6** 06.79.97.97.65
- Yannick PEIGNEY (ELVUP) (Zones 28, 61)
- **6.87.68.09.06**

L'OS en chiffres

4000

élevages charolais rattachés

350 0000

animaux présents au livre généalogique

Le pointage post-seurage

Un service disponible pour tous les éleveurs producteurs de viande, référencés à la CPB, ou sélectionneurs. Un technicien évalue votre troupeau et réalise un compte-rendu personnalisé pour accéder à vos objectifs plus rapidement.

2 Le génotypage

- Connaissance fine et précoce du potentiel génétique de ses animaux
- Travail en profondeur de la voie femelle
- Mise en place d'une stratégie génétique performante, adaptée au troupeau

3 L'expertise génétique

Conseil ciblé et personnalisé, s'appuyant sur la valorisation des informations collectées et l'utilisation du logiciel d'accouplement OptiGEN, pour répondre aux objectifs de sélection et aux attentes génétiques des éleveurs.

Les 🕕 de l'OS

- Un rattachement à la carte gratuit et non exclusif
- Un portail dédié, véritable outil pour optimiser le management de votre troupeau
- Un accouplement personnalisé avec le logiciel OptiGEN

Facilitez-vous les vêlages

avec la pelvimétrie!

Ou'est-ce que c'est?

Utilisée depuis de nombreuses années, la pelvimétrie a fait ses preuves. Cette technique consiste à mesurer les dimensions du bassin d'une génisse, hauteur, largeur et profondeur. Chez Origenplus, elle est réalisée manuellement via une fouille rectale par un inséminateur formé à cette technique : la pelvimétrie est un acte rapide, indolore et qui ne nécessite qu'une contention classique.

Le principe est :

- ▶ De mesurer l'Ouverture PELvienne (OPEL)
- D'apprécier la morphologie interne du bassin
- et ainsi de caractériser le niveau de risque au vêlage pour chacune des génisses.

Le résultat de cette analyse donne une note de 1 à 3 :



1 étant très bon et 3 plutôt mauvais

L'inséminateur peut également détecter, le cas échéant, la présence d'une **épine osseuse** mal positionnée : celle-ci peut altérer le vêlage. La note initiale sera alors modulée d'un «-», voire corrigée en malus.


La pelvimétrie se réalise sur des génisses **avant la mise à la reproduction**.

Elle nécessite une contention simple, et n'est pas traumatisante pour l'animal.

◆ Interêt de la pelvimétrie ?

Le but de la pelvimétrie est d'estimer la qualité du vêlage. Les notes permettent de hiérarchiser les génisses les unes par rapport aux autres : les génisses présentant les moins bonnes notes peuvent être réformées. Dans ce cas, la pelvimétrie permet de trier vos génisses sur un critère essentiel : le vêlage.

Dans d'autres cas, le nombre de génisses de renouvellement est insuffisant pour faire un tri : la pelvimétrie permet alors d'affiner vos accouplements. Par exemple, les génisses avec les notes les plus faibles peuvent être inséminées avec un taureau vêlage très facile ou alors avec une dose sexée femelle, afin de réduire au maximum les risques au vêlage.



1. Diamètre sacro-pubien (30cm) 2. Diamètre bisiliaque sup. (25cm) 3. Diamètre bisiliaque infér. (25cm) 4. Diamètre sacro-iliaque droit 5. Diamètre sacro-iliaque gauche

Enfin, la pelvimétrie peut vous permettre d'anticiper un risque potentiel et ainsi prendre vos dispositions lors du vêlage (capteur de vêlage, vigilance accrue...).

Pour finir, ce service peut s'utiliser dans tous les systèmes, insémination ou monte naturelle.

Bien sûr, la pelvimétrie est réalisable sur **génisses allaitantes ou laitières**.

O En résumé ...

- ▶ Service simple, rapide, efficace
- ▶ Outil d'aide à la décision sur le tri des génisses
- ▶ Service compris dans le suivi repro allaitant, ou 7.10 € la génisse

O Vos référents peluimétrie

- Florian CROCHET
- **6** 06.07.21.91.41
- Isabelle GACON
- **** 06 71 45 00 23
- Medhi MISEREY
- **6** 06.07.01.43.28

Origenplus

Terre de création génétique



Fils d'OCELOT - VS* EARL Bellet (76)



D'année en année, la création génétique reste très active avec près de 30 adhérents impliqués dans le schéma Charolais **Gènes Diffusion**




REGALAD PP GAEC des Brouins






PEPITO Fils de MELOMAN - VS* Gaec des Brouins (14)



MUGUETTE Fille de HAMEL - MAT GD* M Lerov (61) François LEROY (61)



FLERS

LE HAVRE

ARGENTAN

LE



ALENCON



ORI PP Fille de JUBILO P -Donneuse d'embryons SCEA de la Corbinière



ORBINO Fils de LATINO - VS* SCEA de la Corbinière



Une équipe de Spécialistes à votre écoute



Nous vous proposons une équipe de spécialiste sur toute la zone Origenplus : n'hésitez pas à les contacter.

POETIC P EARL de la Mare au Iris (76)

ROSEAU

L'AIGLE

LISIEUX

MANS

Fils de GUETTA - VS*

EARL de la Mare du Bois

CHARTRES



JACKPOT Institut Lasalle Beauvais

Contact



TECHNICIEN DE RACE Julien POUSSIER **℃** 06.79.97.97.65 ☑j.poussier@origenplus.com



TECHNICIEN DE RACE Lili MICHALAK **℃** 06.79.68.42.57 ☑ l.michalak@origenplus.com



RÉFÉRENT ALLAITANT Secteur Pointe du Havre Pierre CADINOT **℃** 06.32.19.13.16

p.cadinot@origenplus.com



RÉFÉRENT ALLAITANT -Secteur Orne Centre val de Sarthe Fabien FLET





Fils de NOVAK - VS*



Laurent LEGENDRE (27)



Fille de FLABAS - MAT GD* Joel CHESNOT (27)



Fille de FLABAS - MAT GD* Cyril DOLION (61)





SECTEUR 27, 60, 76, 78, 80 **Julien POUSSIER**

Origenplus Elevons ensemble vos projets

j.poussier@origenplus.com **T.** 06 79 97 97 65 SECTEUR 14, 27, 28, 53, 61, 72 Lili MICHALAK

I.michalak@origenplus.com T. 06 79 68 42 57